

CLEANSING BALM

sensilis
CLINIC



250ml.

Skin Condition

- Acné
- Acné adulto
- Cicatrices
- Envejecimiento
- Léntigos
- Melasma
- Rosácea
- Textura

Bálsamo limpiador profesional, formulado para eliminar maquillaje, sebo, filtros solares y residuos sin alterar la barrera cutánea.

Ingredientes principales

Aceite de semilla de algodón

(Omega 3 y 6): restaura la barrera lipídica y reduce el enrojecimiento

Manteca de karité: emoliente antioxidante, nutre, calma y mantiene la hidratación

Beneficios

- Limpia eficazmente sin tensioactivos agresivos
- Preserva la función barrera durante la limpieza
- Reduce la sensación de tirantez
- Aporta confort inmediato
- Facilita la penetración de activos posteriores
- Mejora la experiencia sensorial del paciente en cabina
- Elimina maquillaje, protección solar y sebo

Test de eficacia

-8 % TEWL tras 1 aplicación

+14 % hidratación tras 1 aplicación

Acción calmante inmediata (5 segundos)

Aplicación

Como primer paso del protocolo clínico, sobre la piel seca, procedera la limpieza profesional.

01. Tomar aproximadamente 1 g. de producto (tamaño garbanzo) con la espátula.
02. Calentar el bálsamo entre las manos hasta fundir completamente.
03. Aplicar sobre piel seca en rostro, ojos, labios, cuello y escote.
04. Masajear suavemente durante 30 segundos para disolver impurezas y maquillaje, incluido el de ojos y labios.
05. Humedecer las manos y continuar el masaje hasta que el bálsamo emulsione y se transforme en textura leche.
06. Retirar con una toalla húmeda tibia, sin fricción.
07. Secar la piel a toques.

Precauciones

Evitar fricción excesiva.

No aplicar sobre piel erosionada.

Protocolo

- Láser no ablativo
- Láser ablativo
- Láser de picosegundos
- Láser Q-switched
- IPL (Luz Pulsada Intensa)
- Fototerapia LED azul (415 nm)
- Fototerapia LED roja (630–660 nm)
- HIFU (Ultrasonidos focalizados de alta intensidad)
- Peeling químico superficial
- Peeling químico medio
- Peeling químico profundo
- HydraFacial®
- Microdermoabrasión
- Microneedling
- Radiofrecuencia fraccionada con microagujas
- Neuromoduladores
- Rellenos dérmicos con ácido hialurónico y bioestimuladores
- Radiofrecuencia médica
- Láser vascular (PDL, NdYAG)